


Anti-Mertk/Mer Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12866

Artikelnummer: CM0028130



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MERTK (MER, Tyro12), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert MERTK in menschlichen, murinen und rattengewebenen Proben; ideal für Studien zur Phagozytose und Krebsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MERTK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Spezies	Mensch
Gen-ID	10461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-499 von humanem MERTK (NP_006334.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12866
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel