

Anti-Mesdc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14696

Artikelnummer: CM0018278

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen MESDC2 (LRP-Chaperon MESD, OI20), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines MESDC2. Rekombinantes Immunogen (aa1-234). Ideal für die Forschung an LDLR- und Wnt-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MESDC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOCA; OI20; MESDC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23184
GenID	23184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-234 von menschlichem MESDC2 (NP_055969.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14696
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel