


## Anti-Mesothelin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Artikelnummer: CM0005286



### Einführung

Rekombinanter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Mesothelin (MSLN/MPF), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ziel ist die Aminosäuresequenz 296-606. Geeignet für Krebs- und Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Mesothelin Kaninchen mAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | MPF; SMRP; Mesothelin                                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                             |
| Gen-ID (Human)    | 10232                                                                                                                             |
| Gen-ID            | 10232                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 296-606 von humanem Mesothelin (NP_037536.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                             |
| SWISS             | Q13421                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 67KDa/68KDa/71KDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |