


Polyklonaler Anti-Mesothelin-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13421

Artikelnummer: CM0013496



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Mesothelin (MSLN, MPF, SMRP), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Krebs- und Mesothelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mesothelin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MPF, SMRP, Mesothelin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10232
GeneID	10232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 296-606 des humanen Mesothelins (NP_037536.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13421
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku