


Anti-Mesothelin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q13421

Artikelnummer: CM0007824



Einführung

Hochwertiger Anti-Mesothelin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Mesothelin/Krebsforschung. Dieser Antikörper erkennt Mesothelin, ein Zelladhäsionsprotein, und eignet sich für die Entwicklung diagnostischer Assays. SWISS: Q13421.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mesothelin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MPF; SMRP; Mesothelin
Spezies	Mensch
Gen-ID	10232
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem Mesothelin (Q13421) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13421
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel