


Anti-Mesothelin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Artikelnummer: CM0002561



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Mesothelin (MSLN), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Spezifisch für den CAK1/MPF-Tumorbiomarker, ideal für die Krebsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mesothelin Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	MPF; SMRP; Mesothelin
Spezies	Human
GeneID (Human)	10232
GeneID	10232
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 296-606 des humanen Mesothelins (NP_037536.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13421
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel