


Anti-Mesothelin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13421

Artikelnummer: CM0027954



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Mesothelin (SWISS: Q13421) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und Maus-Mesothelin; geeignet für die Krebs- und Megakaryozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mesothelin Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MPF; SMRP; Mesothelin
Spezies	Mensch
GenID	10232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 296-606 des humanen Mesothelins enthält (NP_037536.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13421
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel