

Anti-Met Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08581

Artikelnummer: CM0022844



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes MET (Hepatocyte Growth Factor Rezeptor). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Krebsforschung und Signalforschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MET Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; MET
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4233
Gen-ID	4233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 518-840 des humanen MET (NP_000236.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08581
Proteinmasse	156 kDa
Versand	Eisbeutel