

Anti-Met Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08581

Artikelnummer: CM0006287



Einführung

Leistungstarker Anti-MET-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt humanes MET; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Krebssignalisierung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MET Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; MET
Spezies	Mensch
Gen-ID	4233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 960-1161 von humanem MET (NP_000236.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08581
Proteingewicht	156kDa
Versand	Eisbeutel