

## Anti-Met Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - P08581

Artikelnummer: CM0016462



### Einführung

CamelBios Anti-MET Kaninchen-Polyclonales Antikörper (P08581) ist validiert für Western Blotting und ELISA in Proben von Mensch und Ratte. Es zielt auf den Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Rezeptor c-Met für die Signal- und Krebsforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | MET Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Aliase | DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897, MET                                                                                    |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                          |
| GeneID             | 4233 (Mensch)                                                                                                                   |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 960-1161 des menschlichen MET (NP_000236.2) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Ratte                                                                                                                   |
| SWISS              | P08581                                                                                                                          |
| Proteingewicht     | 156 kDa                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                       |