


Anti-Mettl13 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N6R0

Artikelnummer: CM0030870



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes METTL13, validiert für WB und ELISA. Erkennt METTL13 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Geeignet für die Untersuchung der eEF1A-Methylierung und Translationsregulation. Proteingewicht ~79 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL13 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51603
GeneID	51603
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 540-699 von humanem METTL13 (NP_057019.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6R0
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel