

Anti-Mettl14 Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hce5

Artikelnummer: CM0007364



Einführung

Monoklonaler METTL14-Antikörper aus Kaninchen (rekombinantes Immunogen, KD-validiert) erkennt Mensch/Maus/Ratte. Für WB, IHC-P, IP, ELISA in der Forschung zu m6A-Methylierung, circadiane Uhr und Stammzelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] METTL14 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	hMETTL14; [KD-validiert] METTL14
Spezies	Mensch
GenID	57721
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von humanem METTL14 (NP_066012.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCE5
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel