


Anti-Mettl21C Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Vzv1

Artikelnummer: CM0016448



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes METTL21C, eine Lysinmethyltransferase. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Methylierung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	METTL21C Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	C13orf39; METTL21C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	196541
Gen-ID	196541
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-264 des menschlichen METTL21C (NP_001010977.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5VZV1
Proteinmolekulargewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel