

Anti-Mettl2A Poliklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q96Iz6

Artikelnummer: CM0015972

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes METTL2A (tRNA-Methyltransferase 2A), validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von tRNA-Modifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	METTL2; METTL2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	339175
GenID	339175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 139-378 des humanen METTL2A (NP_859076.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Iz6
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel