

Anti-Mettl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q86U44

Artikelnummer: CM0021077



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes METTL3 (M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Für Epitranscriptomik, m6A-Methylierung, Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	56339
GeneID	56339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-156 von humanem METTL3 (NP_062826.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86U44
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel