

Anti-Mettl3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Kd-Validiert] Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - Q86U44

Artikelnummer: CM0009223



Einführung

Hochleistungsfähiger rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen METTL3 (katalytische Untereinheit der N6-Adenosin-Methyltransferase). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattenstämmigem METTL3. Ideal für die epitranskriptomische Forschung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] METTL3-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	56339
GeneID	56339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-156 des humanen METTL3 (NP_062826.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86U44
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Kühlakku