

## Anti-Mettl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86U44

Artikelnummer: CM0028645



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen METTL3 (N6-Adenosin-Methyltransferase-katalytische Untereinheit), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes METTL3; geeignet für RNA-Methylierungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validiert] METTL3 Kaninchen pAb                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 56339                                                                                                                                                     |
| GenID             | 56339                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-156 von menschlichem METTL3 (NP_062826.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | Q86U44                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 64kDa                                                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                 |