

Anti-Mettl4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3J2

Artikelnummer: CM0027943

Einführung

METTL4 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf N6-Adenin-Methyltransferase ab, die an der RNA- und DNA-Methylierung beteiligt ist. Ideal für epigenetische und mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HsT661; METTL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64863
GenID	64863
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von menschlichem METTL4 (NP_073751.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N3J2
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel