

Anti-Mettl7A Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H8H3

Artikelnummer: CM0030669

Einführung

METTL7A Kaninchen-poliklonale Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Thiol-Methyltransferase ab, die an der lncRNA-Modifikation und Lipidtröpfchenbiologie beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL7A Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	AAMB; AAM-B; METTL7A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-244 des menschlichen METTL7A (NP_054752.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8H3
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel