

Anti-Mevalonatkinase (Mvk) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03426

Artikelnummer: CM0002180



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen die humane Mevalonatkinase (MVK, MK, LRBP) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA.

Geeignet für die Forschung zu Cholesterinbiosynthese, Sterolstoffwechsel und verwandten Krankheitswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MVK Kaninchen mAk
Bemerkung/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4598
Gen-ID	4598
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 297-396 des humanen MVK (Q03426) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03426
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel