

Anti-Mex3D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Xn8

Artikelnummer: CM0021563



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RNA-bindendes Protein MEX3D. Validiert für Western Blot und ELISA, mit bestätigter Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für die Forschung zur posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEX3D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
Spezies	Human
GeneID (human)	399664
GeneID	399664
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem MEX3D (NP_976049.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q86XN8
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel