

Anti-Mff Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Gzy8

Artikelnummer: CM0029138

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MFF, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes MFF in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Studien zur mitochondrialen Fission und Organellenteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
Spezies	Human
GeneID (Human)	56947
GeneID	56947
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MFF (NP_064579.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZY8
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel