

Anti-Mfg-E8 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08431

Artikelnummer: CM0010273

Einführung

MFG-E8 Kaninchen-mAk, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel ist Laktadherin (Q08431), ein MilCHFettglobulin-EGF-Faktor 8, der an der Beseitigung apoptotischer Zellen, Angiogenese und Mukosaheilung beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Befruchtungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFG-E8 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4240
GenID	4240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 231-387 von humanem MFG-E8 (NP_005919.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08431
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel