

Anti-Mfge8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08431

Artikelnummer: CM0017758

Einführung

MFGE8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für Apoptose-, Angiogenese-, Schleimhautheilungs- und Gameteninteraktionsforschung. Immunogen: aa 1-200; ~43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFGE8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4240
Gen-ID	4240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem MFGE8 (NP_005919.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08431
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel