

Anti-Mfi2 (Melanotransferrin) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P08582

Artikelnummer: CM0004549



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Melanotransferrin (MFI2/CD228), geeignet für WB, FC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Eisenstoffwechsel- und Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFI2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Spezies	Human
GeneID (Human)	4241
GeneID	4241
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-708 von humanem MFI2 (NP_005920.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P08582
Proteingewicht	32kDa/80kDa
Versand	Eisbeutel