

Anti-Mfi2 (Melanotransferrin) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08582

Artikelnummer: CM0027107



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes MFI2 (Melanotransferrin, CD228). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zum Eisentransport und zu Melanomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFI2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4241
Gen-ID	4241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-200 des humanen MFI2 (NP_201573.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08582
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel