


Polyklonaler Anti-Mfsd2A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Na29

Artikelnummer: CM0020407



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MFSD2A, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Blut-Hirn-Schranke und des Lipidtransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFSD2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84879
GeneID	84879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 464-543 des humanen MFSD2A (NP_001129965.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NA29
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku