


Anti-Mfsd2A-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Da75

Artikelnummer: CM0019484



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen Mfsd2a (NLS1), einen natriumabhängigen Lysophosphatidylcholin-Symporter, der für die Funktion der Blut-Hirn-Schranke und den DHA-Transport entscheidend ist. Für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Mfsd2a-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper
Bezeichnungen/Alias	NLS1; Mfsd2; 1700018018Rik; Mfsd2a
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	84879
Gen-ID	76574
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170–245 des murinen Mfsd2a (NP_083938.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9DA75
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku