


Anti-Mfsd2A/Nls1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Na29

Artikelnummer: CM0006182



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MFSD2A/NLS1 (Natrium-abhängiger Lysophosphatidylcholin-Symporter 1). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Blut-Hirn-Schranke und zum Lipidtransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFSD2A/NLS1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A/NLS1
Spezies	Human
GeneID	84879
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem MFSD2A/NLS1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NA29
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche