


Polyklonaler Anti-Mgam-Antikörper Für Wb, Elisa - O43451

Artikelnummer: CM0021730



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Maltase-Glucoamylase (MGAM), validiert für Western Blot und ELISA. Das Zielprotein ist ein 312-kDa-Bürstensaumenzym, das an der Stärkeverdauung beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Darms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGAM-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MG; MGA; MGAM
Spezies	Mensch
Gen-ID	8972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 860-1090 der humanen MGAM (NP_004659.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43451
Proteingewicht	312 kDa
Versand	Kühlakku