

Anti-Mgat1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26572

Artikelnummer: CM0014554

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MGAT1 (GNT-I), ideal für WB- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanen und Rattenproben. Essentielles Werkzeug für die Erforschung der N-Glykan-Biosynthese und Golgi-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4245
GeneID	4245
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MGAT1 entspricht (NP_002397.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P26572
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eistasche