

Anti-Mgat2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q10469

Artikelnummer: CM0026843



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MGAT2 (GlcNAc-T II), essenziell für die Protein-N-Glykosylierung, validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Glykobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4247
Gen-ID	4247
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 178-447 des menschlichen MGAT2 (NP_002399.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q10469
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel