

Anti-Mgat3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q09327

Artikelnummer: CM0006714

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MGAT3 (GNT-III), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur Glykoprotein-Biosynthese und N-Glykan-Verzweigung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGAT3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GNT3; GNT-III; MGAT3
Spezies	Mensch
Gen-ID	4248
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 381-480 von humanem MGAT3 (NP_002400.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q09327
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel