

Anti-Mgea5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Artikelnummer: CM0029644



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches MGEA5/OGA gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von O-GlcNAcylierung und verwandten Krankheiten. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGEA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEA5; MGEA5; NCOAT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10724
Gen-ID	10724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 380-580 von menschlichem MGEA5 (NP_001135906.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60502
Proteinmasse	103 kDa
Versand	Eisbeutel