

Anti-Mgea5/Oga Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Artikelnummer: CM0005046



Einführung

Anti-MGEA5/OGA monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die O-GlcNAcase-Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays. Bereitgestellt über die umfassende IVD-Rohstoffbeschaffungsplattform von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MGEA5/OGA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEA5; MGEA5; NCOAT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10724
Gen-ID	10724
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 433-633 von humanem MGEA5/OGA (NP_036347.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60502
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel