

Anti-Mgll (Magl) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q99685

Artikelnummer: CM0006942



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MGLL (MAGL, HU-K5). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und der Endocannabinoid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGLL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
Spezies	Human
GeneID (Human)	11343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem MGLL enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99685
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel