

Anti-MgII Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99685

Artikelnummer: CM0029800



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MGLL, geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Erforschen Sie die Funktion der Monoglyceridlipase im Endocannabinoid-Signalweg, Lipidstoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGLL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 11-313 von humanem MGLL (NP_009214.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99685
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche