


Anti-Mgmt Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16455

Artikelnummer: CM0002305



Einführung

MGMT Kaninchen mAb ist ein spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humane O-6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung von DNA-Reparatur und Alkylierungsschäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGMT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MGMT; O-6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4255
GeneID	4255
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 108-207 des humanen MGMT (NP_002403.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16455
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel