


Anti-Mgmt Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16455

Artikelnummer: CM0007160



Einführung

MGMT Kaninchen-mAb für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliche O-6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase, ein DNA-Reparaturenzym. Geeignet für Krebsforschung und Studien zur Arzneimittelresistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGMT Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MGMT; O-6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase
Spezies	Mensch
Gen-ID	4255
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 107-207 von menschlichem MGMT entspricht. (NP_002403.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16455
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel