


Anti-Mgmt Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P16455

Artikelnummer: CM0017105



Einführung

Anti-MGMT Kaninchen-polyklonale Antikörper, geeignet für WB und ELISA, detektiert menschliches und murines MGMT. Ideal für Studien zu DNA-Reparatur- und Medikamentenresistenzmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGMT Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MGMT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4255
Gen-ID	4255
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-207 des menschlichen MGMT (NP_002403.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16455
Proteinmolekulargewicht	22kDa
Versand	Eispackung