

Anti-Mgp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P08493

Artikelnummer: CM0027027



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Matrix-Gla-Protein (MGP), einen Inhibitor der Knochenbildung. Validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Knochenbiologie- und Verkalkungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NTI; GIG36; MGLAP; MGP
Spezies	Human
GeneID (Human)	4256
GeneID	4256
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-103 des humanen MGP (NP_000891.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08493
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel