

Anti-Mgrn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60291

Artikelnummer: CM0024028

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MGRN1 (E3 Ubiquitin-Protein-Ligase) gerichtet ist, für WB, IF/ICC, ELISA. Validierte Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Endosom-Transport und zur Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGRN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF156; MGRN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23295
GenID	23295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-538 von humanem MGRN1 (O60291) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60291
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel