


Monoklonaler Anti-Mhc-Klasse-II-(I-A/I-E)-Antikörper Für Fc, Elisa - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0011494



Einführung

Rattenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-MHC-Klasse-II-(I-A/I-E)-Moleküle, validiert für Durchflusszytometrie und ELISA. Reagiert mit Mäusen und deckt mehrere Genziele ab, die für die Forschung zur adaptiven Immunität essenziell sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MHC Klasse II (I-A/I-E) Ratte mAk
Bemerkungen/Aliase	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Art	Maus
Gen-ID	14969/14961/381091/14960
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Proteingewicht	26 kDa/30 kDa/32 kDa
Versand	Eisbeutel