


Anti-Mhc-Klasse-II-(I-A/I-E)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0011387



Einführung

-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper gegen das murine MHC-Klasse-II-(I-A/I-E)-Molekül, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt murine I-A- und I-E-Alloantigene. Ideal für die Immunphänotypisierung und Studien zu Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratte-Anti-Maus-MHC-Klasse-II-(I-A/I-E)-mAb
Bemerkungen/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Spezies	Maus
Gen-ID	14969/14961/381091/14960
Immunogen	Rekombinantes Protein des murinen MHC-Klasse-II-Moleküls (I-A/I-E)
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Proteingewicht	30 kDa/32 kDa/26 kDa
Versand	Kühlakku