


Anti-Mib1/Dip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Yt6

Artikelnummer: CM0025234



Einführung

Kaninchen-anti-MIB1/DIP1 polyklonaler Antikörper validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ziel ist E3-Ubiquitin-Ligase im Notch-Signalweg, Apoptose, Ziliogenese. 110 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIB1/DIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57534
Gen-ID	57534
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 560-860 von humanem MIB1/DIP1 (NP_065825.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86YT6
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel