

Anti-Mib2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ax9

Artikelnummer: CM0019274

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen humanes MIB2, eine E3-Ubiquitin-Ligase im Notch-Signalweg, gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	142678
GeneID	142678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-580 von humanem MIB2 (NP_001164158.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96AX9
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel