

Anti-Mica Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q29983

Artikelnummer: CM0013609



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MICA (MIC-A, PERB11.1), validiert für WB und ELISA. MICA ist ein stressinduzierter Ligand für NKG2D, der an der Immunüberwachung beteiligt ist. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MICA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	100507436
GeneID	100507436
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q29983
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche