


Anti-Micu2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q8Iyu8

Artikelnummer: CM0013553



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches MICU2 (EFHA1), einen Regulator der mitochondrialen Kalziumaufnahme, gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Forschung zu Kalziumsignalisierung und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MICU2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EFHA1; 1110008L20Rik; MICU2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	221154
GenID	221154
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem MICU2 (NP_689939.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IYU8
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel