


Anti-Midkine (Mdk) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21741

Artikelnummer: CM0018693



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Midkine (MDK) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Zytokinen, Wachstumsfaktoren und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MK; ARAP; NRG2; MDK
Spezies	Human
GeneID (Human)	4192
GeneID	4192
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-143 des humanen MDK (NP_001012333.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21741
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eistasche