

Anti-Mief1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Mid51) Für Wb Und Elisa - Q9Nqg6

Artikelnummer: CM0015003



Einführung

MIEF1-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen humanes MIEF1 (MID51) erzeugt und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Er reagiert mit humanen und Ratten-Spezies. MIEF1 ist ein Protein der äußeren Mitochondrienmembran, das die Spaltung und Fusion reguliert, wodurch dieser Antikörper ideal für die Erforschung der mitochondrialen Dynamik geeignet ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIEF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MID51, LOR8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dj1104E15.3, MIEF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-280 des humanen MIEF1 (NP_061881.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NQG6
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku